


全身用歩行器と前脚用歩行器の採寸箇所 説明図

測定箇所のイラストです。

測定します、箇所のイラストです。図中の番号は、測定用紙の箇所番号です。



- ・ 7の測定は、右前脚付け根から胸元（喉元）を通り左前脚付け根までの距離です。
- ・ 横幅の部分は、前面や背中を上にして 最も幅の広い箇所を測定してください。
- ・ ※2のイラストのように 前面や背中を上から見ての横幅を測定してください。
- ・ Cの採寸は、あごが伏せの状態になっている状態で採寸してみてください。